

MULTIDEX[®]

Un traitement efficace pour les plaies complexes !



MULTIDEX®

Un traitement efficace pour les plaies complexes !

QU'EST-CE QUE LE PANSEMENT MULTIDEX® ?

Multidex® est un pansement sous forme de gel ou de poudre, à base de maltodextrine et de vitamine C, pour le traitement de blessures complexes.

GEL



Plaie humide – sèche

POUDRE



Plaie humide

COMMENT ÇA MARCHE

Multidex® crée un environnement humide optimal qui empêche la plaie de dessécher et bénéficie à la formation de tissu de granulation et la prolifération épithéliale.

La **maltodextrine** stimule le débridement autolytique en attirant les globules blancs qui digèrent les débris et les bactéries par phagocytose. La maltodextrine attire également les fibroblastes qui constituent le collagène et favorisent la formation du tissu de granulation.

La **vitamine C** crée un environnement acide dans la plaie en abaissant le pH à 4,2, soutenant le mécanisme bactéricide et bactériostatique pour certaines bactéries aérobies/anaérobies, gram négatif/gram positif. La vitamine C est également nécessaire à la synthèse du collagène.

COMPOSITION

Multidex® contient :

Maltodextrine NF (D-Glucose Polysaccharide)

1% Acide ascorbique (Vitamine C)

Le gel Multidex® contient également de l'eau et de la glycérine.

CARACTÉRISTIQUES / AVANTAGES

À utiliser sur les plaies complexes, y compris les plaies infectées, superficielles à profondes, sèches à humides.

Contribue sensiblement au débridement autolytique.

Soutient sensiblement la résorption des plaies (intensément) odorantes. Multidex élimine les odeurs nauséabondes en 24 à 72 heures.

Se mélange rapidement à l'exsudat et pénètre dans toutes les irrégularités de la plaie pour remplir les tunnels et les saillies.

Crée et maintient un parfait équilibre de l'humidité.

Pas d'absorption systémique, donc également adapté aux patients diabétiques.

Ingrédients naturels et non toxiques.

Abordable et facile à utiliser.

INDICATIONS

Ulcères veineux de la jambe

Ulcères du pied diabétique

Plaies infectées

Plaies superficielles / profondes

Plaies de pression

Brûlures au second degré

FRÉQUENCE DE CHANGEMENT DE PANSEMENT

3 fois par semaine

MULTIDEX®

Un traitement efficace pour les plaies complexes !



UNITÉ D'EMBALLAGE

Multidex® est disponible sous forme de gel (pour les plaies légèrement à modérément exsudatives) et de poudre (pour les plaies modérément à fortement exsudatives).

CODE ARTICLE	DESCRIPTION	CONTENU	UNITÉ
46-701NL	Multidex® Poudre de remplissage de plaies	45 grammes	1 tube
46-703NL	Multidex® Poudre de remplissage de plaies	12 grammes	1 boîte / 5 tubes
46-712NL	Multidex® Gel de remplissage des plaies	85 grammes / 89ml	1 tube
46-710NL	Multidex® Gel de remplissage des plaies	14 grammes / 15 ml	1 boîte / 5 tubes

PROTEX HEALTHCARE,
Duwijkstraat 17, 2500 Lier, Belgique
info@protexhealthcare.com, www.protexhealthcare.com

Multidex® est un produit DeRoyal



Improving Care. Improving Business.®



Multidex sont des marques ou des marques déposées de DeRoyal Industries, Inc. Multidex® est une marque déposée de DeRoyal Industries, Inc. Copyright© 2019, DeRoyal. Tous droits réservés. Tous les produits présentés sont légalement commercialisés conformément aux lois et règlements des États-Unis, mais peuvent ne tous les pays.